

Dénomination	Change complet respirant
Taille	T1 / Small
Référence	711130
Code ACL/EAN	7322540646979
Marquage CE	124155
Poids total (+/- 7%)	75 g
Dimension produit (+/- 7%)	694 x 480 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	530 x 200 mm
Tour de taille du patient	56 à 85 cm

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1697 ml
Vitesse d'acquisition (s)	15 s

Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

Tolérance Cutanée

Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas



accrédité
par la
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT		
Nbre de pièces / sachet		30
Nbre de sachets / carton		3
Nbre cartons / palette		32
Compactage		Oui
Poids du carton		7,58 kg
Volume carton m3		0,055
Volume m3 / 100 pièces		0,061
Site de production		Gennep (Hollande)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR		Intraversable, souple, silencieux et résistant
Couleur		Blanc avec deux bandes vertes en pointillés
Composition		Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit Polyéthylène et Polypropylène
Technologie ConfioAir™		Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer

VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
Composition		Non tissé
Poids		15 g/m²

DOUBLE MATELAS		DOUBLE MATELAS
Composition		Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
Poids		58,6 g
Textile Feel		Une matière douce pour un toucher textile
PULPE		
Nature		Pulpe chimique
Localisation		Matelas supérieur et matelas inférieur
Poids		45 g
SAP		
Nature		Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs
Localisation		Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas
Poids		13,6 g

AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
Composition des élastiques		Polyester-Polyuréthane
ATTACHES ADHESIVES LARGES		Velcro et adhésifs (3 cm)

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient .
Confort et Sécurité	

MULTI-FIXATIONS Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois

RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané

TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit

BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.