

Zetuvit® E stérile

Pansement absorbant avec dos hydrophobe

Référence	Taille ou dimensions
413770	10 x 10 cm
413771	10 x 20 cm
413772	15 x 20 cm
413773	15 x 25 cm
413774	20 x 20 cm
413775	20 x 25 cm
413776	20 x 40 cm



Produit


Pansement très absorbant, recouvert d'un nontissé très doux, afin d'éviter l'adhérence à la plaie.

Indications / Classification

Pour le soin des plaies à sécrétions, aiguës ou chroniques. Pansement destiné à être en contact direct avec la plaie (recouvrement et protection mécanique).

Zetuvit® E stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications



Composition :

La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, entouré d'un voile de cellulose, hydrophile. La face arrière est renforcée d'un nontissé hydrophobe en polypropylène de couleur blanche. L'ensemble est enveloppé d'un nontissé externe en polypropylène blanc hydrophile non adhérent.

Fermeture longitudinale et transversale par ultrasons. La face arrière est identifiée grâce à un ruban bleu intégré dans la soudure longitudinale.

Caractéristiques :

Absorption (EN 13726-1 chap 3.2) : min 50 g/ 100 cm² de surface absorbante

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
413770	10 x 10 cm	Dimensions du pansement : 10,5 x 12,5 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm env. Poids du pansement : 4 g env.
413771	10 x 20 cm	Dimensions du pansement : 10,5 x 22,5 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm env. Poids du pansement : 8 g env.
413772	15 x 20 cm	Dimensions du pansement : 15,5 x 22,5 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm env. Poids du pansement : 12 g env.
413773	15 x 25 cm	Dimensions du pansement : 15,5 x 27,5 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 25 cm env. Poids du pansement : 14,5 g env.
413774	20 x 20 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 22,5 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 20 cm env. Poids du pansement : 15,5 g env.
413775	20 x 25 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 27,5 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm env. Poids du pansement : 19,5 g env.
413776	20 x 40 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 42,5 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm env. Poids du pansement : 31 g env.



Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement (excepté la référence 413776).

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette papier/papier pelable ou unitaire sous blister pelable papier/film.

Conditionnement en boîte pour une hygiène optimale et une distribution facilitée dans les services.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb unités / pochette	Nb blisters / boîte	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
413770	10 x 10 cm	/	1	/	25	9	32
413771	10 x 20 cm	/	1	/	25	9	20
413772	15 x 20 cm	/	1	/	25	6	20
413773	15 x 25 cm	/	1	/	10	10	24
413774	20 x 20 cm	/	1	/	15	7	30
413775	20 x 25 cm	/	1	/	15	6	24
413776	20 x 40 cm	1	/	10	/	6	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
413770	10 x 10 cm	/	141 x 200 mm	151 x 126 x 206 mm	473 x 398 x 225 mm	1200 x 800 x 1950 mm
413771	10 x 20 cm	/	141 x 300 mm	151 x 126 x 306 mm	473 x 398 x 324 mm	1200 x 800 x 1770 mm
413772	15 x 20 cm	/	195 x 300 mm	206 x 126 x 306 mm	426 x 393 x 322 mm	1200 x 800 x 1760 mm
413773	15 x 25 cm	/	195 x 350 mm	206 x 61 x 356 mm	430 x 326 x 375 mm	1200 x 800 x 1650 mm
413774	20 x 20 cm	/	245 x 300 mm	256 x 81 x 306 mm	596 x 266 x 325 mm	1200 x 800 x 1775 mm
413775	20 x 25 cm	/	245 x 350 mm	256 x 81 x 356 mm	531 x 262 x 375 mm	1200 x 800 x 1650 mm
413776	20 x 40 cm	140 x 250 mm	/	241 x 141 x 247 mm	735 x 295 x 270 mm	1200 x 800 x 1770 mm

Stérilisation

A la vapeur d'eau.

Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.

Précautions d'emploi

L'emballage (pochette pelable) contient du latex naturel (excepté la référence 413776) au niveau des soudures susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Le produit ne doit pas être découpé.

Conseils d'utilisation

La face arrière (face opposée à la plaie) est reconnaissable par son ruban de couleur bleue.