

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Pansement absorbant avec dos hydrophobe

Zetuvit ® E stérile

| Référence | Taille ou dimensions produit |
|-----------|------------------------------|
| 413770 | 10 x 10 cm |
| 413771 | 10 x 20 cm |
| 413772 | 15 x 20 cm |
| 413773 | 15 x 25 cm |
| 413774 | 20 x 20 cm |
| 413775 | 20 x 25 cm |
| 413776 | 20 x 40 cm |

Produit

Pansement très absorbant, recouvert d'un nontissé très doux, afin d'éviter l'adhérence à la plaie.

Zetuvit ® E stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Indication

Pour le soin des plaies à fortes sécrétions. Pansement destiné à être en contact directement avec la plaie.

Spécifications

| Référence | Taille ou dimensions produit |
|-----------|------------------------------|
| 413770 | 10 x 10 cm |
| 413771 | 10 x 20 cm |
| 413772 | 15 x 20 cm |
| 413773 | 15 x 25 cm |
| 413774 | 20 x 20 cm |
| 413775 | 20 x 25 cm |
| 413776 | 20 x 40 cm |

Composition :

La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, entouré d'un voile de cellulose, hydrophile.

La face arrière est renforcée d'un nontissé hydrophobe en polypropylène de couleur bleue.

L'ensemble est enveloppé d'un nontissé externe en polypropylène blanc non adhérent.

Fermeture longitudinale par collage type Hotmelt (colle teintée en bleu, indiquant la face externe du pansement).

Fermeture transversale par thermosoudure.

Caractéristiques :

Capacité d'absorption maximale théorique (g/g de cellulose) : 8,5

| Référence | Caractéristiques spécifiques |
|-----------|--|
| 413770 | Dimensions du pansement : 10,5 x 13 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm env. Poids du pansement : 4 g env. |
| 413771 | Dimensions du pansement : 10,5 x 23 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm env. Poids du pansement : 8 g env. |
| 413772 | Dimensions du pansement : 15,5 x 23 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm env. Poids du pansement : 12 g env. |
| 413773 | Dimensions du pansement : 15,5 x 28 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 15 x 25 cm env. Poids du pansement : 14 g env. |
| 413774 | Dimensions du pansement : 20,5 x 23 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 20 cm env. Poids du pansement : 15,5 g env. |
| 413775 | Dimensions du pansement : 20,5 x 28 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm env. Poids du pansement : 19,5 g env. |
| 413776 | Dimensions du pansement : 20,5 x 43 cm env. Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm env. Poids du pansement : 31 g env. |

Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement (excepté la référence 413776).
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette papier/papier pelable ou unitaire sous blister pelable papier/film.
Conditionnement en boîte pour une hygiène optimale et une distribution facilitée dans les services.

| Référence | Taille ou dimensions produit | Nb unités / blister | Nb unités / pochette | Nb pochettes / boîte | Nb blisters / boîte | Nb boîtes / carton | Nb cartons / palette |
|-----------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 413770 | 10 x 10 cm | / | 1 | 25 | / | 10 | 32 |
| 413771 | 10 x 20 cm | / | 1 | 25 | / | 10 | 20 |
| 413772 | 15 x 20 cm | / | 1 | 25 | / | 6 | 25 |
| 413773 | 15 x 25 cm | / | 1 | 10 | / | 10 | 24 |
| 413774 | 20 x 20 cm | / | 1 | 15 | / | 9 | 20 |
| 413775 | 20 x 25 cm | / | 1 | 15 | / | 6 | 24 |
| 413776 | 20 x 40 cm | 1 | / | / | 10 | 6 | 24 |

| Référence | Dimensions blister | Dimensions pochette | Dimensions boîte | Dimensions carton | Dimensions palette |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 413770 | / | 142 x 202 mm | 150 x 125 x 204 mm | 775 x 265 x 225 mm | 1200 x 800 x 1950 mm |
| 413771 | / | 142 x 299 mm | 150 x 125 x 304 mm | 775 x 265 x 325 mm | 1200 x 800 x 1775 mm |
| 413772 | / | 196 x 299 mm | 205 x 125 x 304 mm | 630 x 265 x 325 mm | 1200 x 800 x 1775 mm |
| 413773 | / | 196 x 348 mm | 205 x 60 x 354 mm | 430 x 320 x 375 mm | 1200 x 800 x 1650 mm |
| 413774 | / | 247 x 299 mm | 255 x 80 x 304 mm | 785 x 260 x 325 mm | 1200 x 800 x 1775 mm |
| 413775 | / | 247 x 348 mm | 255 x 80 x 354 mm | 525 x 260 x 375 mm | 1200 x 800 x 1650 mm |
| 413776 | 138 x 248 mm | / | 240 x 140 x 145 mm | 735 x 295 x 270 mm | 1200 x 800 x 1770 mm |

Stérilisation

A la vapeur d'eau.
Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl Châtenois 67607 SELESTAT Cedex
Tél : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99
contact@hartmann.info - http://www.hartmann.info