


## Masque aérosol avec tubulure

### Indication

Masque à oxygène transparent avec tubulure.  
Le masque à oxygène est destiné à l'administration de l'O<sub>2</sub> par voie nasale ou orale.

### Description

- Sangles de fixation et pince-nez
- Tubulure montée 2.1 m
- Connecteur universel
- Stérile et emballés individuellement.



Référence	Dimensions( tubulure)	Conditionnement
FMH71146	2.1 m	L'unité

**SARL Fournisseur Matériel Médical ( F.M. MEDICAL )**  
280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France

**RCS ARRAS 532 788 700**

**Tél.:09 51 51 95 71**

**email : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)**

**site web : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)**