

TENA Pants Proskin Plus L



Dénomination	Sous-vêtement absorbant jetable
Taille	T3 / Large
Référence	792613
Code EAN	7322541063850
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	74 g
Dimension produit (+/- 7%)	810 x 830 mm
Tour de taille du patient	100 - 135 cm



Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1440 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 80 ml	16 s

Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant

Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance



accrédité par la Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT		
Nbre de pièces / sachet		14
Nbre de sachets / carton		4
Nbre cartons / palette		36
Compactage		Oui
Poids du carton		4,7 Kg
Volume carton m3		0,0402
Volume m3 / 100 pièces		0,072
Site de production		Olawa (Pologne)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR		Sensation textile, souple et silencieux Blanc
Couleur		
Composition		Non tissé & Polyéthylène
BREATHABLE[®]		Film sensation "textile" perméable à l'air et imperméable aux liquides

VOILE INTERIEUR		Hydrophile, perméable, doux et résistant Non tissé
Composition		

DOUBLE MATELAS		
Composition		Pulpe et SAP en mélange intime
Poids		46 g
FEEL DRY ADVANCED		Système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
PULPE		
Nature		Pulpe de cellulose
Localisation		Matelas supérieur et matelas inférieur
Poids		25 g
SAP		
Nature		Polyacrylate de Sodium
Localisation		Matelas supérieur et matelas inférieur
Poids		21 g

AUTRES		Double barrière élastique imperméable pour une sécurité anti-fuite optimale
Composition des élastiques		Polyuréthane
Composition du non tissé		Polypropylène
COUPE AJUSTEE		Elastiques

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection: la taille est indiquée par un marquage encre à l'entrejambe Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient car ajusté à l'anatomie du patient .

Confort et Sécurité

BODYCLOSE FIT Protection ajustée au corps, coussin absorbant ergonomique et fin pour un maintien optimal.

RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané

ODOUR NEUTRALIZER Contrôle des odeurs

BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

